

## Anfrage-/Bestellformular für Sondermodelle Einwegsauger

Spital/Arzt\* \_\_\_\_\_

Abteilung\* \_\_\_\_\_

Fachverantwortliche/r\* \_\_\_\_\_

Strasse/Nr.\* \_\_\_\_\_

PLZ/Ort\* \_\_\_\_\_





Telefon\* \_\_\_\_\_


E-Mail\* \_\_\_\_\_

### Dimensionen

Ref.	Art	Mass	mögliche Werte
a	Arbeitslänge in mm		100 / 140 / 200 / 280 / 400 mm oder individuell
b	Durchmesser Ø in mm		0,55 mm (24g) / 0,9 mm (20g) / 1,25 mm (18g) 2,1 mm (6fg) / 3,0 mm (9fg) / 4,0 mm (12fg) / 5,0 mm (15fg)
c	Länge vor dem Bogen in mm		20 / 80 mm oder individuell
d	Winkel d in Grad		30° / 60° / 90° oder individuell
e	Winkel e in Grad		individuell

### Saugende

<ul style="list-style-type: none"> <li>Standard Suction Tip</li> <li>Standard Sauger</li> </ul> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rounded Suction Tip</li> <li>Extra rundes Saugende</li> </ul> 
<ul style="list-style-type: none"> <li>Fenestrated Suction Tip</li> <li>Standard mit Fenster</li> </ul> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rounded and Fenestrated Suction Tip</li> <li>Extra rundes Saugende mit Fenster</li> </ul> 



Minimale Bestellmenge pro Sondermodell, 15 Stk.  
 (Por Sondermodell ein Dokument ausfüllen)

Offerte Stk.\* \_\_\_\_\_

Bestellung Stk.\* \_\_\_\_\_

Bemerkung/Mitteilung

Ort, Datum\*

\*= Eingabe erforderlich