



accuratus^{swiss}

Wie wichtig sind Ihnen Sicherheit und Hygiene?



Lassen Sie es nicht so weit kommen!




Durch längere Sterilisationszeiten und immer aggressivere Reinigungsmittel wird der **Alterungsprozess** der Canevasit-Ferrozell-Griffe sehr beschleunigt und die Belastbarkeit oft **überschritten**. Die Folgen sind:

- Bruchgefahr während des Gebrauchs
- Gefahr von Bruchstücken im Operationsfeld
- Starke Aufnahme und Abgabe von Schmutz durch die poröse Oberfläche
- Gelbe und braune Verfärbungen auf Instrumenten und in Sterilisationscontainern
- Scharfkantige Schlagplatten verletzen die Handschuhe



Senden Sie uns Ihre Instrumente zur Überprüfung. Bei uns werden sie in die richtige Form geschliffen und wenn nötig mit einem neuen AccuratusKunststoffgriff versehen.

Accuratus-Kunststoffgriff mit vorteilhaften Eigenschaften



- Keine Feuchtigkeitsaufnahme bzw. -abgabe
- Lange Lebensdauer mit gutem Preis-/Leistungsverhältnis
- Geringes Gewicht
- Sehr hygienisch, keine Schmutzaufnahme, gut zu reinigende Oberfläche
- Rutschfest dank Griffriellen
- Standardausführung in Blau, auf Wunsch sind auch andere Farben erhältlich
- Instrumentenoberfläche auf Wunsch blendfrei glasperlengestrahlt



Zeitaufwand (Bruchstücke aus dem OP-Feld entfernen.)
und Risiko (Sind alle Stücke entfernt?)
sind zu gross!



Accuratus AG
Holligenstrasse 94 / CH-3008 Bern
Tel +41 31 372 17 11 / Fax +41 31 372 22 41
mailbox@accuratus.ch

www.accuratus.ch
www.subtilis.com