

POWEREDGE

Bissinger POWEREDGE - bipolare Koagulationszange mit Schneidefunktion.

Poweredge ist ein wiederverwendbares Instrument, das dem Chirurgen ermöglicht Gewebe oder Gefäße mit dem Maul zur fassen, zu koagulieren und anschließend, ohne Instrumentenwechsel zu durchtrennen. Das Instrument besteht aus fünf Teilen, die zu Reinigen sind. Poweredge ist wiederverwendbar, was zu einer erheblichen Kostensenkung pro Operation führt, und mit der Wegwerfklinge ist das Instrument immer scharf.

- Zwei Längen - 25 cm und 34 cm
- Stumpfe Dissektion
- Atraumatische Spitze
- Auswechselbares Messer - immer scharf
- Kostenersparnis - Wiederverwendbarkeit
- Standard-Flachstecker für alle gängigen Geräte
- Zerlegbar ohne Zusatzinstrumente
- Hohe Qualität - Made in Germany

Bissinger POWEREDGE - bipolar coagulation forceps with cutting function.

Poweredge is a reusable device that allows the surgeon to coagulate tissue or vessels between the jaws and then cut without changing instruments. The instrument separates into five pieces for cleaning. Poweredge is reusable leading to a significant cost reduction per operation, and with the disposable blade the instrument is always sharp.

- Two lengths - 25cm and 34cm available
- Blunt dissection
- A-traumatic tip
- Disposable blade - always sharp
- Cost savings - reusable instrument
- Standard flat plug for compatibility with standard cables
- Separates for cleaning without tools
- High quality - made in Germany

Bequeme Einhandbedienung

Durch verlängerte Flügel kann der Chirurg das Drehrad in jeder Position des Griffs bequem mit einem Finger um 360° bewegen und dadurch die Elektrode genau positionieren.

Simple one handed operation

The extended flanges on the electrode shaft, give the surgeon enhanced single finger control over the full 360° rotation available, resulting in precise control of the electrode.

Standard-Flachstecker
passend für alle gängigen Kabel.

Standard flat plug
with common bipolar cable fitting

Ergonomischer Messergriff
Ergonomic blade trigger



Koagulieren und Schneiden ohne Instrumentenwechsel

Coagulate and cut without changing instruments

Atraumatische Spitze

ermöglicht eine verletzungsfreie Gewebepräparation.

A-traumatic tip

avoids unnecessary tissue damage.

Steriles auswechselbares Messer, Verpackung à 20 Stück

Leichter Austausch mit Schutzkappe, die beim Wechseln automatisch abfällt.

Sterile disposable blade, pack of 20 pieces

Easy to insert with a protective cap that automatically detaches when blade is changed.

Poweredge Griff Poweredge handle	Art. No. 82710001
Poweredge Elektrode 34 cm Poweredge electrode 34 cm	Art. No. 82710100
Poweredge Elektrode 25 cm Poweredge electrode 25 cm	Art. No. 82710104
Poweredge Schaft 34 cm Poweredge shaft 34 cm	Art. No. 82710034
Poweredge Schaft 25 cm Poweredge shaft 25 cm	Art. No. 82710030
Poweredge Klingenhalterrohr 34 cm Poweredge blade holding tube 34 cm	Art. No. 82710600
Poweredge Klingenhalterrohr 25 cm Poweredge blade holding tube 25 cm	Art. No. 82710601
Poweredge Schubstange 34 cm Poweredge drive rod 34 cm	Art. No. 82710500
Poweredge Schubstange 25 cm Poweredge drive rod 25 cm	Art. No. 82710501
Poweredge Klinge (20 Stück) Poweredge blade (20 pieces)	Art. No. 82710300



Bissinger – bessere Lösungen im Blick
 Bipolare und monopolare Instrumente
 Zubehör für die Elektrochirurgie
 Chirurgische Instrumente
 Entwicklung von Instrumenten auf
 Kundenwunsch
 Service und Reparaturen

Bissinger – Focus on better solutions
 Bipolar and monopolar instruments
 Accessories for electrosurgery
 Surgical instruments
 Design and development of instruments
 to customer specifications
 Service and repair



POWEREDGE

Bipolare Koagulationszange mit Messer
 Bipolar Coagulation Forceps with cutting blade



2-Bananenstecker*	3 m	Art. No. 80100010
	5 m	Art. No. 80100013
U20	4 m	Art. No. 80100260
Erbe	3 m	Art. No. 80100017
	5 m	Art. No. 80100018
Martin, Berchtold Aesculap GK 55, GK 60	3 m	Art. No. 80100019
	5 m	Art. No. 80100020
Valleylab, Lamidey, EMC	3 m	Art. No. 80100021
	5 m	Art. No. 80100022

*Entspricht nicht EU-Bestimmungen
 *Non-compliant with EU standards

Exclusive distribution
 for Switzerland
 by Accuratus AG

accuratus

Tel. +41 31 372 17 11
 Fax +41 31 372 22 41
 mailbox@accuratus.ch
 www.accuratus.ch
 www.subtilis.com