



Wichtige Informationen/Garantie

Vorsicht

- Instrumente mit Selbsthaltung/Fixierung der Marke accuratus (Beispielbilder),



haben pro invasive Anwendung eine limitierte Einsatzdauer von max. 60 Minuten.

Garantie

Alle Instrumente sind mit akkurater Sorgfalt gefertigt. Sie erfüllen sämtliche Kriterien der höchsten Qualitätsstufe der Accuratus AG. Der Hersteller gewährt eine Garantie von 3 Jahren auf nachweisbare Material- respektive Fabrikationsfehler. Entsprechen die Spezifikationen und der Verwendungszweck nicht mehr dem Instrument, muss es zur Wartung oder Kontrolle an den Hersteller eingesandt werden. Unsachgemässer Gebrauch und Umgang, Modifikationen sowie fehlerhafte Fremdreparaturen der Instrumente führen zum Erlöschen jeglicher Garantieansprüche.

Reinigung und Pflege

Die Instrumente werden **UNSTERIL** ausgeliefert und müssen vor Gebrauch gereinigt und sterilisiert werden. Schützen Sie Bereiche wie Spitzen, Schneiden usw. mit entsprechenden Röhrchen oder Schutzkappen. Mit geöffneter Sperre sterilisieren und aufbewahren. Instrumentenschluss nach jeder Reinigung mit säurefreiem Öl einölen. Wichtige Informationen über Pflege und Handhabung der Instrumente sowie unsere Geschäftsbedingungen finden Sie unter www.accuratus.ch oder www.subtilis.com

Important information/Guarantee

Attention

- Accuratus instruments with self-holding/fixation mechanism (exemple images),



have a limited time of use for 60 minutes at most during each invasive application.

Guarantee

All instruments are manufactured with the utmost care and satisfy the strict quality criteria set by Accuratus AG. The maker grants a three-year guarantee covering demonstrable defects in materials or manufacture. If the instrument no longer complies with its specifications or intended purpose, it must be returned to the manufacturer for maintenance or inspection. The guarantee will not apply to any claims relating to the instruments which arise from improper use or handling, modifications or defective third party repairs.

Cleaning and care

The instruments are delivered in a **NON-STERILE** condition. They must be cleaned and sterilised before use. Sharp points, cutting edges ect, must be covered with protective caps or tubes as appropriate. Sterilise and store the instruments with the lock open. After every cleaning, the instrument closure must be lubricated using an acid-free oil. Our general terms and conditions and important information on the care and handling of the instruments may be found on www.accuratus.ch or www.subtilis.com

Manufactured by: **Accuratus AG**

www.accuratus.ch
www.subtilis.com





Informations importantes/Garantie

Attention

- Les instruments accuratus dotés d'un blocage de fermeture/fixation (exemples photo),



ont par interventions invasives, un temps d'utilisation limité à 60 minutes.

Garantie

Tous les instruments sont fabriqués avec un soin extrême. Ils satisfont aux critères de qualité les plus exigeants d'Accuratus AG. Le fabricant accorde une garantie de 3 ans sur les vices de matériau et de fabrication démontrés. Si l'instrument ne correspond plus à ses spécifications et sa destination, il doit être retourné au fabricant aux fins de contrôle et d'entretien. Toute utilisation et tout manquement inappropriés, toute modification et toute réparation incorrecte des instruments par des tiers entraînent la suppression du droit à la garantie.

Nettoyage et entretien

Les instruments sont livrés **NON STÉRILES** et doivent être nettoyés et stérilisés avant usage. Protéger les pointes, tranchants, etc. avec des tubes ou des capuchons de protection appropriés. Stériliser et stocker les instruments, dispositif de blocage ouvert. Lubrifier l'entablure (le joint) des instruments avec de l'huile sans acide après chaque nettoyage. Pour plus d'informations sur l'entretien et le maniement des instruments, ainsi que nos conditions de vente, consultez www accuratus.ch ou www.subtilis.com

Informazioni importanti/Garanzia

Cautela

- Gli strumenti accuratus con serratura/chiusura, (foto di esempio),



dispongono di un tempo d'utilizzo limitato a 60 minuti per ogni procedura invasiva.

Garanzia

Tutti gli strumenti sono prodotti con la massima accuratezza e soddisfano tutti i criteri del massimo livello di qualità di Accuratus AG. Il produttore assicura una garanzia di 3 anni per difetti di fabbricazione o dei materiali dimostrabili. Nel caso in cui le specifiche e l'uso previsto non corrispondano più allo strumento, esso dovrà essere inviato al produttore per essere sottoposto a manutenzione o controllo. Un uso e un trattamento impropri, modifiche e riparazioni scorrette degli strumenti condotte da terzi comportano l'estinzione di qualsiasi diritto di garanzia.

Manutenzione e pulizia

Gli strumenti sono forniti **NON STERILI** e devono essere puliti e sterilizzati prima dell'uso. Proteggere le zone in corrispondenza di punte, fili di lame, ecc. con gli appositi tubicini o calotte protettive. Sterilizzare e conservare gli strumenti con il dispositivo di arresto aperto. Dopo ogni pulizia, oliare l'area attorno al perno con olio privo di acidi. Per ulteriori informazioni sulla manutenzione e l'utilizzo degli strumenti e per le nostre condizioni commerciali, visitare il sito www accuratus.ch o www.subtilis.com