


# OPR Zoellner & Frazier Sterile Einwegsauger

Modelle für Notfall und Polykliniken



## Vorteile

- Einfach zu bedienende Einweg-Instrumente, welche preiswert und immer verfügbar sind
- Durch das sterile Einweg-Produkt ist keine Kreuzkontamination möglich



- Starkes und stabiles stainless steel Rohr
- Ergonomischer Griff mit Saugkontroll-Bohrung



### STANDARD POLISHED TIP

Arbeitslänge	6fg~2 mm	9fg~3 mm	12fg~4 mm
6 cm - ZOELLNER	OPR001	OPR002	-
9 cm - FRAZIER	OPR003	OPR004	OPR005



### TIP REDUCER

18g~1.2 mm	20g~0.9 mm	22g~0.7 mm
OPR008	OPR009	OPR010

OPR Sterile Einwegsauger / 1 Pack = 3 Boxen à 50 Stück



Single Use Surgical Ltd  
Barnsley / S75 1JL UK  
Import & distribution for  
Switzerland by



Accuratus AG  
Holligenstrasse 94  
CH-3008 Bern

www.accuratus.ch

Tel. +41 31 372 17 11  
Fax +41 31 372 22 41  
mailbox@accuratus.ch

www.subtilis.com