

**WICHTIG**  
Formular  
speichern und NUR  
mit Acrobat ausfüllen/bearbeiten

Accuratus AG  
Holligenstrasse 94 - CH-3008 Bern  
Tel +41 31 372 17 11 - Fax +41 31 372 22 41  
mailbox@accuratus.ch  
www.accuratus.ch - www.subtilis.com



Chirurgische Instrumente  
Neuentwicklungen / Reparaturservice / Arzt & Spitalbedarf





## Anfrage-/Bestellformular für Sondermodelle Einwegsauger


Spital/Arzt\* \_\_\_\_\_  
 Abteilung\* \_\_\_\_\_  
 Fachverantwortliche/r\* \_\_\_\_\_  
 Strasse/Nr.\* \_\_\_\_\_  
 PLZ/Ort\* \_\_\_\_\_  
 Telefon\* \_\_\_\_\_  
 E-Mail\* \_\_\_\_\_  
 Fax \_\_\_\_\_

### Dimensionen


Ref.	Art	Mass	mögliche Werte
a	Arbeitslänge in mm		100 / 140 / 200 / 280 / 400 mm oder individuell
b	Durchmesser Ø in mm		0,55 mm (24g) / 0,9 mm (20g) / 1,25 mm (18g) 2,1 mm (6fg) / 3,0 mm (9fg) / 4,0 mm (12fg) / 5,0 mm (15fg)
c	Länge vor dem Bogen in mm		20 / 80 mm oder individuell
d	Winkel d in Grad		30° / 60° / 90° oder individuell
e	Winkel e in Grad		individuell

### Saugende

<ul style="list-style-type: none"> <li>Standard Suction Tip</li> <li>Standard Sauger</li> </ul> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rounded Suction Tip</li> <li>Extra rundes Saugende</li> </ul> 
<ul style="list-style-type: none"> <li>Fenestrated Suction Tip</li> <li>Standard mit Fenster</li> </ul> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rounded and Fenestrated Suction Tip</li> <li>Extra rundes Saugende mit Fenster</li> </ul> 



Griff mit Saugkontroll Bohrung



Minimale Bestellmenge pro Sondermodell, 15 Stk.  
(Por Sondermodell ein Dokument ausfüllen)

Offerte Stk.\* \_\_\_\_\_

Bestellung Stk.\* \_\_\_\_\_

Bemerkung/Mitteilung

Ort, Datum\*

\*= Eingabe erforderlich