

Ultraschallreiniger

Technology
made in Switzerland



Reinigung von
chirurgischen Instrumenten
für ZSVA
und Arztpraxen

accuratus

ultrasonics

EngoTech / Switzerland



EG-30



EG-60



EG-110

Mit den kompakten Reinigungsgeräten der Serie EG werden alle gängigen Anforderungen der Reinigung von chirurgischen Instrumenten bzw. ZSV und Arztpraxen erfüllt.

Aufgrund hoher Reinigungsleistung der eingesetzten Schwingensysteme wird ein effizientes Reinigungsergebnis erzielt. Die Ultraschallgeräte arbeiten im Doppelwellenbetrieb. Die Geräte sind für die intensive Reinigung von medizinischen Instrumenten konzipiert. Sie garantieren eine schonende Reinigung von Materialien wie Stahl, Kunststoff und Glas.

Zubehör

- Korbträger / Kunststoffdeckel / Reinigungsmittel auf Anfrage

Merkmale

- Reinigungswannen und Gehäuse aus solidem Edelstahl VCA
- Elektronische Drehschalter Anzeige der Rest-Reinigungszeit über Balkenanzeige
- Sweep, Boost und Degas-Funktionen
- Voltage 110/220 Volt - Hertz 50/60
- Sandwich Leistungs-Schwingensysteme
- Tropfwassergeschützte Bedieneinheit
- Kunststoff-Tragegriffe
- Integrierte Füllhöhenmarkierung
- Automatische Geräteabschaltung nach 12 h Betrieb
- Ultraschall-Frequenz von 38 kHz



EG-110/11 Liter, mit einem beladbaren DIN Korb



EG-300/28 Liter, mit zwei beladbaren DIN Körben

Technische Daten	Einheit	EG-10	EG-30	EG-60	EG-110	EG-120	EG-300	EG-450	EG-900
Wanneninhalt	Liter	0.8	2.75	5.75	11.0	12.75	28.0	45.0	90.0
Ultraschallfrequenz	KiloHertz	38	38	38	38	38	38	38	38
Ultraschalleistung effektiv	Watt	30	80	150	200	200	300	400	800
Ultraschalleistung max. (peak)	Watt	240	320	600	800	800	1200	1600	3200
Ultraschall-Leistungsregelung	% Prozent	10–100	10–100	10–100	10–100	10–100	10–100	10–100	10–100
Heizleistung	Watt	60	200	400	800	800	1200	1600	2000
Heizungsregelung	° Celsius	30–80	30–80	30–80	30–80	30–80	30–80	30–80	30–80
Sweep, Boost, Degas		ja							
Ablauf	Zoll	–	–	3 / 8"	3 / 8"	3 / 8"	3 / 8"	3 / 8"	1 / 2"
Wanne-Innenmasse (L x B x H)	Millimeter	190/85/60	240/137/100	300/151/150	505/300/100	300/151/150	568/340/321	615/370/467	715/570/467
Geräte-Aussenmasse (L x B x H)	Millimeter	206/116/178	300/179/214	365/186/264	568/340/321	365/278/321	190/85/60	190/85/60	190/85/60
Anzahl beladbare Körbe	Stück	1	1	1	1	1	2	2-3	2-3
Korbbelastung	Kilogramm	1	1	5	6	7	10	20	30

Änderungen vorbehalten

Erhältlich bei Accuratus AG

Tel. +41 31 372 17 11 mailbox@accuratus.ch www.subtilis.com
 Fax +41 31 372 22 41 www.accuratus.ch

accuratus